



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.4.002

**Atividade: MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL**

**Data da Emissão:**

18/06/2013

**Data da Revisão:**

08/04/2019

**Data da Próxima Revisão:**

08/04/2021

**Responsável:**

- Equipe de enfermagem e médica

**Edição/ Revisão: 03**

**Objetivo:**

- Monitorizar o aumento da pressão intra-abdominal, que associado a critérios clínicos, pode sugerir a instalação de síndrome compartimental abdominal.

### Principais atividades

**MATERIAL NECESSÁRIO:**

- Sonda foley 2 vias;
- Bolsa coletora;
- Agulha 40X12;
- Dãnula;
- Equipo simples;
- Soro fisiológico 0,9% 125ml;
- Dômus ;
- Monitor multiparamétrico;

**Ou**

- Sonda foley 3 vias;
- Bolsa coletora;
- Extensor para gastro/jejuno/vesical;
- Dãnula;
- Equipo simples
- Soro fisiológico 0,9% 125ml;
- Dômus;
- Monitor multiparamétrico;

**PROCEDIMENTO:**

**Com sonda foley 2vias;**

- Clampear a via de drenagem de urina abaixo do dispositivo de coleta;
- Limpar o dispositivo de coleta com álcool 70%;

- Puncionar o dispositivo de coleta com agulha 40x12, montada com cânula, extensor, equipo de PVC, soro fisiológico e equipo;
- Infundir 100ml de soro fisiológico na bexiga;
- Fechar a cânula para o equipo e abrir para a mensuração como PVC;
- Esperar a estabilização do nível;
- Registrar o valor obtido no impresso de controles assistenciais;
- Liberar via de drenagem;
- Descontar volume infundido da drenagem de urina.

**Com sonda foley 3 vias:**

- Adaptar o extensor para gastro/jejuno/vesical na 3ª via da sonda foley, montado com cânula, extensor+ equipo de PVC e equipo+soro fisiológico,
- Demais procedimentos, conforme descrição para sonda foley 2 vias.

**Observações:**

- O ponto zero para mensuração da PIA é a altura da sínfise púbica;
- O paciente deverá ser mantido em cama plana (cabeceira e pernas a 0º), durante a verificação da PIA;
- Deverá ser observado o nº máximo de perfurações do dispositivo de coleta, conforme orientação do serviço de controle de infecção hospitalar.
- A instalação do sistema para medição da pressão intra-abdominal é de competência exclusiva do médico e do enfermeiro. A medição pode ser realizada pelo técnico de enfermagem.

**Resultado Esperado:**

- Mensuração adequada da pressão intra abdominal

**Elaborado por:**

Rafaella Giacomoni

Coord. Linha Adulto

**Revisado por:**

Franciele dos Santos Dutra

Chefia UTI

**Aprovado por:**

Loredi Becker

Dir. Assistencial