



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

### Nº 1.4.014

**ATIVIDADE: MONTAGEM DO LEITO APÓS A  
HIGIENIZAÇÃO DO LEITO**

**Data da Emissão:**

20/03/2015

**Data da Revisão:**

08/04/2019

**Data da Próxima**

**Revisão:**

08/04/2021

**Responsável:**

Equipe de Enfermagem

**Edição/ Revisão:**

02

**Objetivo:**

Garantir a montagem correta do leito para admitir novos clientes sem falta de materiais.

#### Principais atividades

**MATERIAL NECESSÁRIO:**

- ✓ Ventilador;
- ✓ Válvula Reguladora de Pressão Ar comprimido;
- ✓ Válvula Reguladora de Pressão Oxigênio;
- ✓ Frasco de Aspiração a Vácuo;
- ✓ Frasco de Aspiração Ar Comprimido;
- ✓ Fluxometro de Oxigênio
- ✓ Umidificador de Oxigênio;
- ✓ Reanimador Bolsa Válvula Mascara (Ambú);
- ✓ Filtro EPA para ventilador;
- ✓ Extensor de Oxigênio;
- ✓ Extensor de Aspiração;/
- ✓ Caixa para Produtos de Higiene;
- ✓ Cateter de aspiração nº12 (5);
- ✓ Cateter de aspiração nº14 (5);
- ✓ Cateter Nasal Tipo óculos;
- ✓ Cateter Nasal nº8;
- ✓ Avental descartável;
- ✓ Sacos Plásticos;
- ✓ Monitor Cardíaco Multiparemetro;
- ✓ Cabos de Oximetria, ECG e PNI;
- ✓ Termômetro;
- ✓ EPI's ;
- ✓ Caixa de Luva;
- ✓ Bombas de Infusão;
- ✓ Caneta esferográfica;
- ✓ Fita Branca;
- ✓ Lençóis;

- ✓ Colchão Piramidal;
- ✓ Saco Plástico;
- ✓ Eletrodos;
- ✓ Seringa de 20ml (2);
- ✓ Seringa de 10ml(3);
- ✓ Seringa de 5ml (3);
- ✓ Seringa 3ml (3);
- ✓ Ag. 13x4,5 (5);
- ✓ Ag. 40x12(5);
- ✓ Ag. 25x07 (5)
- ✓ Oclutor (3);
- ✓ Danula (3);
- ✓ Polifix (3);
- ✓ Equipo;
- ✓ Copo Descartável;
- ✓ Cardaço;
- ✓ Flaconetes de SF0,9% (5);
- ✓ Folha check list do Box;
- ✓ Óculos de Proteção;

#### **PROCEDIMENTO:**

- ✓ Utilizar EPI's;
- ✓ Após a higienização do leito irá montar as paredes dos gases com as válvulas reguladoras de oxigênio e ar comprimido se for necessário e ligar as conexões do ventilador manter o mesmo ligado na energia em modo de espera cobrir o ventilador com um avental descartável e proteger a saídas do respirador e deixar pronto para uso, com filtro EPA.
- ✓ Conectar o umidificador de oxigênio sem água no fluxometro colocar o extensor de O2 um cateter tipo óculos e cateter n°8 e amarrar na ponta colocando o umidificador dentro rotular com data e nome num pedaço de fita branca.
- ✓ Conectar o frasco de aspiração a vácuo de preferência ou ar comprimido testar colocar o extensor de aspiração com uma sonda de aspiração n°12 e 14 amarrar na colocando o frasco dentro rotular com data e nome num pedaço de fita branca.
- ✓ Colocar o reanimador Bolsa Válvula Mascara (Ambú) embalado e testado em cima do painel de gases.
- ✓ Realizar a arrumação do leito com um colchão piramidal e lençóis colocando um impermeável embaixo do meio lençol.
- ✓ Colocar os cabos dos monitores nos ganchos apropriados ou suporte de soro.
- ✓ As bombas de infusão devem estar todas ligadas na rede elétricas para carregar baterias.
- ✓ Manter Aventais e caixa de luvas na mesinha do leito junto com termômetro.
- ✓ Montar a mesa de cabeceira do leito com eletrodos, cadaço, seringa de 20ml, 10ml, 5ml, 3ml, danulas, oclutor, copo descartável, frasco de aspiração, equipo, ag 13x4,5, sondas de aspiração n°12 e 14, óculos de proteção. Deixar a caixa para produtos de higiene em baixo da mesa de cabeceira do leito.

✓ Registrar os itens no check list do Box.

**Observações:**

**Resultado Esperado:**

✓ Manter os leitos prontos para internação dos pacientes o mais breve possível.

**Elaborado por:**

Gilnei Veloso da Silva

Coord. UTI Adulto

**Revisado por:**

Franciele dos Santos Dutra

Chefia UTI

**Aprovado por:**

Loredi Becker

Dir. Assistencial