



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.6.62

ATIVIDADE:

Coleta Teste do Pezinho

Data da Emissão:
31/03/2017**Data da Próxima
Revisão:**
08/04/2021**Data da Revisão:**
08/04/2019**Edição: 03****Responsável:**

Técnica Enfermagem / Vacinadora

Objetivo:

- Realizar corretamente a coleta de sangue no Teste do Pezinho.

PRINCIPAIS ATIVIDADES**MATERIAL NECESSÁRIO:**

- ✓ Luva de procedimento
- ✓ Álcool 70%
- ✓ Algodão
- ✓ Lanceta
- ✓ Papel filtro
- ✓ Cartão de coleta

Procedimento:

1. Lavar as mãos e calçar as luvas de procedimento.
 2. Identifique a área de punção. Trace duas linhas imaginárias, uma que vai da metade do primeiro dedo até o calcanhar e a outra que vai desde o espaço interdigital entre o quarto e o quinto dedo até o calcanhar;
 3. Em cidades de baixas temperaturas, antes da punção, pode-se colocar compressa de água quente por 3 minutos, tomando cuidado para não queimar a pele. Este procedimento aumenta o fluxo sanguíneo no local;
 4. Coloque o pé abaixo do nível do coração e friccione a perna para produzir uma maior afluência de sangue ao pé.
 5. No ato da coleta, faça a assepsia no local da punção com álcool 70% e espere secar a temperatura ambiente.
 6. Após a assepsia, penetrar num único movimento contínuo e firme, num sentido quase perpendicular toda a ponta da lanceta (porção triangular) no local escolhido. Realizar em seguida um leve movimento da mão para a direita e esquerda, para garantir um corte suficiente para o sangramento necessário.
 7. A primeira gota de sangue deve ser desprezada por causa da contaminação com fluidos teciduais. Após desprezar a primeira gota, aguarde a formação de uma grande gota e a coloque em contato com a superfície do papel filtro tendo o cuidado de que a pele não toque no papel. A gota deve ser suficientemente grande para preencher todo o círculo e impregnar até a face posterior do papel filtro
 8. Espere uma nova gota de sangue. Ponha-a novamente em contato com o papel filtro para preencher o segundo círculo. Desse modo, espere novas gotas e vá preenchendo os demais círculos sucessivamente, até que todos estejam iguais ao primeiro. Não retorne para um círculo já coletado no sangramento para completar áreas mal preenchidas. A superposição de camadas de sangue interfere nos resultados dos testes.
 9. Após a coleta colocar a criança deitada, comprimir levemente o local da punção com algodão ou gaze até que o sangramento cesse. Se desejar, utilize curativo.
 10. Terminada a coleta as amostras devem ser colocadas numa prateleira ou qualquer outro dispositivo que permita que as amostras possam secar de forma adequada.
- Temperatura Ambiente – longe do sol, em ambiente de 15 a 20°C, por cerca de 3 horas. Não utilizar estufas.

- Isoladas – uma amostra não pode tocar outra, nem qualquer superfície.

Observações:

- Realizar o preenchimento de todos os dados do cartão de coleta;
- A Coleta deverá ser realizada entre **3° e 5° dia de vida**, independente das condições clínicas apresentadas.

Resultado Esperado:

- Realização correta da coleta de sangue no Teste do Pezinho, proporcionando diagnóstico rápido e eficaz das doenças triadas, evitando a repetição dolorosa do procedimento e a perda de tempo, tão importante para a intervenção clínica dos casos positivos.

Referência Bibliográfica:

Laboratório de Referência em Triagem Neonatal /RS - srtn@hmipv.prefpoa.com.br;

Elaborado por:

Enfª Patricia Bienert
Coord. LCMBC

Revisado por:

Tiago Plá Pereira
RT de Enfermagem

Aprovado por:

Enfª Loredi Becker
Diretora Hospitalar