



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.5. 055

Atividade:

Testes Químicos Classe 5 ou 6

Data da Emissão:

30/06/2014

Data da Revisão:

11/07/2019

Próxima Revisão:

11/07/2021

Edição: 03**Responsável:**

TÉCNICO/ AUXILIAR DE ENFREMAGEM DO CME

Objetivo:

Atender a todos os parâmetros da esterilização, especificamente na esterilização por vapor saturado devem atender aos parâmetros de TEMPO, VAPOR E TEMPERATURA.

Acompanhar a curva de mortalidade microbiológica do *Geobacillus Stearothermophilus*.
Integrador: controla temperatura, tempo e qualidade do vapor.

Principais atividades:

1. Treinar, orientar e supervisionar o uso dos testes químicos Classe 5 ou 6.
2. Utilizar em todas as bandejas, pacotes cirúrgicos e pacotes de parto com finalidade de comprovação da esterilização.

**Responsável
Enfermeiro**

**Técnico de
Enfermagem**

Resultado Esperado: comprovação da esterilização

Referências Bibliográficas: RDC 15 de 15 de Março de 2012/ ROTINA DA UNIDADE

Elaborado por: Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Revisado por - Neilane Rosito –
Coordenadora - BC
Neilane Rosito
COREN RS95390

Aprovado por:
LOREDI BECKER DIRETORA
ASSISTENCIAL

Identificação interna do documento 59IS4N5XXD-CUF7AJG2



Nome do arquivo:

55._Testes_qui_micos_201910091109201063202.doc

Data de vinculação ao processo: 09/10/2019 11:09

Autor: Neilane Ramos Molon Rosito (neilane.ramos)

Processo: 6905