



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.4.011

ATIVIDADE: CARDIOVERSÃO ELÉTRICA

Data da Emissão:

18/07/2013

Data da Revisão:

08/04/2019

Data da Próxima Revisão:

08/04/2021

Responsável:

- Equipe de enfermagem e médico

Edição/ Revisão:

03

Objetivo:

- Descarga elétrica disparada a partir de um cardioversor (desfibrilador) para a reversão de arritmias cardíacas (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular)

Principais atividades

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Carro de parada cardiorrespiratória com desfibrilador.
- Medicamentos do carro de parada

PROCEDIMENTO:

- Lavar as mãos;
- Certificar-se que o paciente não tenha nenhum objeto metálico e que esteja sem próteses;
- Providenciar acesso venoso;
- Posicionar carro de PCR próximo ao leito;
- Monitorizar o paciente;
- Realizar sedação do paciente (droga a critério do médico);
- Manter medicações prescritas aspiradas em seringa (atropina e adrenalina, a critério médico);

- Preparar o desfibrilador com carga solicitada, na posição sincronizada;
- Colocar gel condutor nas pás do desfibrilador;
- As pás devem ser colocadas firmemente sobre o tórax, uma do lado superior direito à outra à esquerda do mamilo;
- Afastar as pessoas que estão apoiadas no leito do paciente;
- Disparar a carga programada, manter as pás para visualização do traçado do eletrocardiograma;
- Administrar medicações conforme orientação médica.

Observações:

- Desligar o monitor cardíaco antes de usar o cardioversor elétrico, caso esteja instável o monitor poderá ser mantido;
- Evitar que as pás sejam colocadas sobre os eletrodos fixados no tórax do paciente.

Resultado Esperado:

- Procedimento realizado com segurança

Elaborado por:

Raquel Froner

RT de Enfermagem

Revisado por:

Franciele dos Santos Dutra

Chefia UTI

Aprovado por:

Loredi Becker

Dir. Assistencial