



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.4.019

Atividade:

Implementação de rotina de esterilização e troca de artigos utilizados na assistência ventilatória.

Data da Emissão:

15/03/2016

Data da Revisão:

08/04/2019

Edição: 02

Data da Próxima Revisão:

08/04/2021

Responsável:

Enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico de posto.

Objetivo:

Realizar a esterilização de materiais utilizados em ventilação mecânica, bem como estipular o prazo de troca dos artigos utilizados para assistência ventilatória com a finalidade de exterminar toda matéria orgânica patogênica.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Tipo de material e rotinas:

Tipo de Material	Procedimento	Período de troca
Nebulímetros	Desinfecção de Alto Nível	24 horas
Máscara de Nebulização	Desinfecção de Alto Nível	24 horas
Umidificadores	Desinfecção de Alto Nível	Entre pacientes
Extensor de O2	Descartáveis	7 dias ou entre pacientes
Extensor de Aspiração	Descartáveis	24 horas
Frasco de Aspiração	Limpeza (quando mesmo paciente) Esterilização entre pacientes	Entre pacientes
Válvulas de O2/ar comprimido	Desinfecção com álcool 70%	Entre pacientes
Máscara facial de ventilação (Hudson e Venturi)	Desinfecção de Alto Nível	Entre pacientes
Tubos endotraqueais	Descartáveis	Após o uso
Traquéias	Limpeza + Desinfecção de Alto Nível	Entre pacientes
Laringoscópio e lâminas	Limpeza + Desinfecção de Alto Nível	A cada uso

