



FUNDAÇÃO
HOSPITAL MUNICIPAL
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.4.005

**Atividade: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
– EXAME DAS PUPILAS**

Data da Emissão:

20/07/2013

Data da Revisão:

08/04/2019

**Data da Próxima
Revisão:**

08/04/2021

Responsável:

- Equipe médica e Equipe de enfermagem

Edição/ Revisão:

03

Objetivo:

- Avaliação do diâmetro e fotorreação das pupilas do paciente a fim de identificar possíveis lesões intracranianas.

Material:

- Lanterna;
- Luva de procedimentos.

Principais atividades:

- Lavar as mãos;
- Manter o paciente com as pálpebras fechadas e com baixa luminosidade sobre o seu rosto;
- Avaliar cada pupila com o foco da lanterna, quanto ao tamanho e reação a luz;
- Realizar nova avaliação pupilar comparando cada pupila quanto à simetria;
- Lavar as mãos;
- Registrar no prontuário a descrição da avaliação pupilar;
- Checar no prontuário a realização do procedimento.

Observações:

- As pupilas devem ser avaliadas em função da sua simetria e da sua resposta à luz;
- Uma diferença de 1 mm de diâmetro de uma pupila em relação à outra é um achado anormal;
- Pupilas do mesmo tamanho são denominadas isocóricas e com tamanhos diferentes são chamadas anisocóricas;
- Quanto à reação a luz deve ser avaliada: a presença e ausência de estímulo e a rapidez da resposta. Uma resposta lenta pode ser indicativa de lesão intracraniana.

Resultado Esperado:

- Avaliação das pupilas para identificar lesões

Elaborado por:

Rafaella Giacomoni

Coord. Linha Adulto

Revisado por:

Franciele dos Santos Dutra

Chefia UTI

Aprovado por:

Loredi Becker

Dir. Assistencial