



FUNDAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

**ATIVIDADE: Higienização das Térmicas**

**Data da Emissão:**  
17/10/2019

**Data da próxima  
Revisão:**  
17/10/2021

**Responsável:**  
✓ Aux. De Cozinha

**Edição**  
002

**Ordem de Serviço**  
030

**Objetivo:**

- ✓ Retirar os resíduos de café e leite das bordas internas e o cheiro que se cria com o tempo de uso.

### Principais atividades

**1º Passo:** Encha a garrafa com água corrente até transbordar para retirar o excesso de resíduos.

**2º Passo:** Dissolva duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio para cada litro de água e coloque a mistura dentro da garrafa e deixe agir por duas horas.

**3º Passo:** Escove e lave com água corrente retirando o excesso.

**4º Passo:** Caso ainda haja sujeira na parte interna, utilize detergente neutro e ensaboe com o auxílio de uma esponja, depois enxágüe.

**5º Passo:** Para finalizar a higienização de sua garrafa térmica coloque água fervente na garrafa, deixe por alguns minutos e despeje.

### MATERIAL NECESSÁRIO

- Térmica de café;
- Água corrente e fervente;
- Bicarbonato de Sódio;
- Esponja dupla face.

✓ **Frequência:** Diária

**Resultado Esperado:**

- ✓ Térmicas bem higienizadas, sem cheiro e em condições de uso.

**Elaborado por:**

Ana Claudia Spolavori

Nutricionista Coordenadora

**Revisado por:**

Nut. Ana Claudia Spolavori  
Responsável Técnico

**Aprovado por:**

Enfª Loredi Becker  
Diretora Assistencial