



FUNDAÇÃO  
HOSPITAL MUNICIPAL  
GETÚLIO VARGAS

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

**ATIVIDADE: Higienização do Bebedouro**

Data da Emissão:  
17/10/2019

Data da próxima  
Revisão:  
17/10/2021

Responsável:  
✓ Aux. De Cozinha

Edição  
002

Ordem de Serviço  
026

Objetivo:  
✓ Manter o bebedouro limpo e higienizado

### Principais atividades

- 1) Girar o regulador de temperatura até a posição desligado;
- 2) Retirar o garrafão e esvaziar completamente o reservatório de água, neste procedimento utilizar as duas torneiras (natural e gelada).
- 3) Colocar as luvas de borracha, Retirar o funil separador localizado no centro do reservatório de água;
- 4) Limpar o interior do reservatório com um pano macio e úmido. Não utilizar produtos químicos;
- 5) Preparar uma solução contendo 3 litros de água e 6 gotas de Hipoclorito de Sódio 1% e colocar dentro do reservatório de água; conectar o funil separador de água no centro do reservatório e aguardar 20 minutos;
- 6) Esgotar a solução do reservatório utilizando as duas torneiras e retirar o funil;
- 7) Enxaguar bem com água limpa, não se esquecendo de utilizar as duas torneiras.

### MATERIAL NECESSÁRIO

- Água;
- Luvas de borracha;
- Hipoclorito;
- Esponja;
- Pana limpo e seco.

✓ **Frequência:** Mensalmente.

**Resultado Esperado:**  
✓ Bebedouro bem higienizado e sem resíduos de sujeira.

Elaborado por:  
Ana Claudia Spolavori  
Nutricionista Coordenadora

Revisado por:  
Nut. Ana Claudia Spolavori  
Responsável Técnico

Aprovado por:  
Enf<sup>a</sup> Loredi Becker  
Diretora Assistencial