



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.6.43

Atividade: Controle de glicosúria no RN	Data da Emissão: 04/01/2015	Data da Revisão: 08/04/2021
	Data da Revisão: 08/04/2019	Edição: 03
Responsável: Enfermeiro/Técnico de enfermagem		
Objetivo: <ul style="list-style-type: none">• Realizar exames específicos;• Auxiliar diagnóstico e tratamento;		
PRINCIPAIS ATIVIDADES		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">• Fita de teste para glicosúria;• Urina do RN;• Folha de registro da enfermagem;• Luvas de procedimento;		
Procedimento: <ul style="list-style-type: none">• Reunir o material necessário e leva-lo até o paciente;• Lavar as mãos e colocar as luvas de procedimento;• Coletar urina do RN com saco coletor, com seringa sem o êmbolo ou em uma superfície plástica com chumaço de algodão;• Colocar a urina na extremidade distal da fita, cobrindo-a totalmente;• Aguardar um minuto;• Proceder a leitura, comparando a cor obtida com a tabela existente na embalagem;• Retirar as luvas e lavar as mãos;• Registrar na folha de controle de enfermagem;		
Observações: <ul style="list-style-type: none">• Quando houver dúvida quanto ao valor, tomar como válido o valor obtido no primeiro ponto de coloração da fita;• Observar se a fita apresenta alteração antes de realização do procedimento;		
Referência Bibliográfica: <ul style="list-style-type: none">• Kenner, Carole; Enfermagem Neonatal, 4ª edição – Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2009		
Elaborado por: Enfª. Patrícia Bienert Coord. LCMB	Revisado por: Tiago Plá RT de Enfermagem	Aprovado por: Loredi Becker Dir. Hospitalar