



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 1.6.50

Atividade: Limpeza de campânula	Data da Emissão: 04/01/2015	Data da Revisão: 08/04/2021
	Data da Revisão: 08/04/2019	Edição: 03
Responsável: Enfermeiro/Técnico de enfermagem		
Objetivo: <ul style="list-style-type: none">- Prevenir infecções;- Manter material limpo e em condições para uso.		
PRINCIPAIS ATIVIDADES		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">- Água corrente;- Sabão neutro ou sabão próprio para desinfecção.- Panos para limpeza ou compressas;- Vaselina.		
Procedimento: <ul style="list-style-type: none">- Levar o equipamento para local adequado para realizar a higienização;- Lavar com pano úmido e sabão, enxaguar em água corrente;- Secar com compressa;- Guardar em local apropriado		
Observações: <ul style="list-style-type: none">- Em caso de marca de micropore ou esparadrapo no acrílico, usar vaselina para realizar a remoção.		
Referência Bibliográfica: <ul style="list-style-type: none">- Enfermagem Pediátrica , ELEMENTOS ESSENCIAIS À INTERVENÇÕES EFETIVAS- Whaley E Wong - 5º Edição		
Elaborado por: Enfª. Patrícia Bienert Coord. LCMB	Revisado por: Tiago Plá Pereira RT de Enfermagem	Aprovado por: Loredi Becker Diretora Hospitalar