



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nº 1.6.69

Atividade: Montagem e revisão das paredes do Box de reaminação (berço de urgência)	Data da Emissão: 04/01/2015	Data da Revisão: 08/04/2021
	Data da Revisão: 08/04/2019	Edição: 03
Responsável: Técnico de enfermagem		
Objetivo: <ul style="list-style-type: none">• Manter a organização dos leitos;• Deixar material preparado para urgências;• Evitar a contaminação do paciente		
PRINCIPAIS ATIVIDADES		
Material necessário: <ul style="list-style-type: none">• Válvulas;• Látex descartáveis no intensivo (verde para oxigênio e incolor para vácuo) e• Sonda de aspiração nº 6 ou 8;• Gazes e fita grepe;• Sacos plásticos;• Etiquetas;		
Procedimento: <ul style="list-style-type: none">• APÓS A ALTA DO PACIENTE, DESMONTAR TODAS AS VÁLVULAS DA PAREDE;• LAVAR COM ÁGUA E SABÃO;• SECAR BEM;• MONTAR NOVAMENTE, PROTEGER AS PONTAS DOS SILICONES COM GASE E MICROPORE;• DEIXAR O CONJUNTO PROTEGIDO COM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE;		
Referência Bibliográfica: <ul style="list-style-type: none">• Enfermagem Pediátrica , ELEMENTOS ESSENCIAIS Á INTERVENÇÕES EFETIVAS- Whaley E Wong - 5º Ed.• Couto R. C.Guia ; Prático de Controle de Infecção Hospitalar – Epidemiologia, Controle e Terapêutica. 5º Ed.		
Elaborado por: Enfª. Patrícia Bienert Coord. LCMB	Revisado por: Tiago Plá Pereira RT de Enfermagem	Aprovado por: Loredi Becker Diretora Hospitalar