

ATIVIDADE: PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA

Data da Emissão: 26/08/2014
Edição 01: 07/06/2019

Data da Revisão:
07/06/2021

Responsável: Equipe da enfermagem.


Objetivo: Orientar quanto à prevenção de infecção respiratória.

Principais atividades

Responsável

LAVAGEM DAS MÃOS 5 MOMENTOS:

QUANDO? Seus 5 momentos para a higiene das mãos



Equipe assistencial

NEBULÍMEROS, TENDAS DE NEBULIZAÇÃO E MÁSCARAS

- Uso individual;
- Desinfecção de baixo nível após o uso ou mínimo de 1x/dia;
- Desinfecção diária de alto nível entre pacientes.

INCUBADORAS

- Desinfecção de baixo nível 1x/dia;
- Revisão trimestral de filtros, com troca conforme orientação do fabricante e empresa terceirizada que faz a manutenção das mesmas;
- Desinfecção de alto nível entre pacientes.

UMIDIFICADORES DE OXIGÊNIO

- Desinfecção de baixo nível do sistema 1x/dia;
- Preenchimento dos Umidificadores com solução imediatamente antes do uso;
- Troca diária de soluções e dos umidificadores;
- Troca de cateter/óculos nasal se visivelmente sujo ou em caso de mau funcionamento;
- Desinfecção de alto nível entre pacientes.

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO

- Utilização de luvas de procedimento;
- Aspiração com cateter estéril, de uso único;
- Utilizar SF 0,9% ou água destilada estéril para fluidificar secreções, com troca a cada aspiração;
- Lavagem em água corrente do frasco de coleta após o procedimento;
- Desinfecção de médio nível do frasco de coleta entre pacientes;
- Tubo de PVC (incolor) do sistema de aspiração deve ser trocado a cada dia, quando visivelmente sujos ou em caso de mau funcionamento.
- Uso individual para cada paciente;
- Após término do uso, mandar as traquéias para desinfecção no CME, e proceder higienização do respirador com álcool 70% mediante fricção por 3x em cada parte do respirador;
- Os respiradores devem ser limpos 1x por mês com detergente e água.

AMBU

- Após uso, deve ser encaminhado para o CME onde é realizado desinfecção de alto nível.

Observações:

1. Desinfecção de baixo nível é usado: água e sabão.
2. Desinfecção de alto nível é usado: ácido peracético.

RESULTADO ESPERADO: Diminuição do índice de infecção respiratória.**Elaborado por:**

Enfª Ana Regina Lelis Maia
Revisado por Enfª Maria Vielmo dos Santos
Serviço Controle de Infecção Hospitalar HMGV

Revisado por:

Enfº Tiago Plá
Responsável Técnico
HMGV

Aprovado por:

Enfª Loreli Becker.
Diretora Hospitalar
HMGV